


# Istruzioni per il montaggio/smontaggio della fresa graduata GANNET®



## Montaggio:

- 1 Inserire la fresa esterna su quella interna nella posizione desiderata
- 2 Posizionare e serrare il dado

## Smontaggio:

- Smontare le parti in ordine inverso



Manufacturer: BAAT Medical Products B.V. • F.Hazemeijerstraat 800 • 7555 RJ Hengelo • The Netherlands • +31 88 56 56 600 • [www.baatmedical.com](http://www.baatmedical.com)

Distributor: GANNET B.V. • F.Hazemeijerstraat 800 • 7555 RJ Hengelo • The Netherlands • +31 85 401 26 45 • [www.gannetimplant.com](http://www.gannetimplant.com)

02019BR081217\_GANNET®\_Disassembly\_Instructions\_Stepped\_Drill\_IT\_rev7 (1 April 2020)

